



Amostra	Parâmetro analisado	Resultado (Ufc/mL)*
Água da torneira sem ozonizar (a)	<i>Klebsiella pneumoniae</i>	1.0 x 10 <sup>8</sup>
Água da torneira ozonizada 5 min.(b)	<i>Klebsiella pneumoniae</i>	Ausência
Água da torneira ozonizada 20 min.(c)	<i>Klebsiella pneumoniae</i>	Ausência
Água da torneira ozonizada 60 min.(d)	<i>Klebsiella pneumoniae</i>	Ausência

